

Anti-Edaradd-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q8Wwz3

Artikelnummer: CM0022684

Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen EDARADD für WB- und ELISA-Anwendungen. Validiert für den Menschen, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von ektodermaler Dysplasie und der NF-kB-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EDARADD-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CR; ED3; EDA3; ECTD11A; ECTD11B; EDARADD
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	128178
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuresequenz 1-215 des humanen EDARADD (NP_665860.2) entsprechende Sequenz enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8WWZ3
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Kühlakku