

Anti-Edc3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q96F86

Artikelnummer: CM0013059



Einführung

EDC3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes EDC3 (56 kDa). Das rekombinante Immunogen (aa159-508) gewährleistet Spezifität. Ideal für die Forschung zu mRNA-Decapping, P-Bodies und Spermiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EDC3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	YJDC; LSM16; MRT50; YJEFN2; hYjeF_N2-15q23; EDC3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	80153
Gen-ID	80153
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 159-508 von humanem EDC3 (NP_079359.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96F86
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel