

Anti-Edc4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6P2E9

Artikelnummer: CM0018380

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen humanes EDC4 (Enhancer of mRNA-decapping protein 4) gerichtet ist. Geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Human und Maus. Ein unverzichtbares Werkzeug für die mRNA-Decay-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EDC4 Kaninchen pAb
Bugs/Alias	GE1; Ge-1; RCD8; HEDL5; HEDLS; RCD-8; EDC4
Spezies	Human
GenID (human)	23644
GenID	23644
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 800-1100 von humanem EDC4 (NP_055144.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q6P2E9
Proteingewicht	152kDa
Versand	Eisbeutel