

Anti-Edem2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bv94

Artikelnummer: CM0022970

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EDEM2, eine Komponente des ERAD-Signalwegs. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreaktiv mit Maus. Zur Untersuchung des ER-assoziierten Abbaus und der Qualitätskontrolle von Glykoproteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EDEM2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	C20orf31; C20orf49; bA4204.1; EDEM2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	55741
GeneID	55741
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 399-578 des humanen EDEM2 (NP_060687.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BV94
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Kühlakku