


Anti-Edf1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O60869

Artikelnummer: CM0019948



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes EDF1, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur endothelialen Differenzierung und transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] EDF1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MBF1; EDF-1; CFAP280; F1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8721
GenID	8721
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-148 von menschlichem EDF1 (NP_003783.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60869
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eispackung