

Anti-Edg1/Hexim1 Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P21453

Artikelnummer: CM0008606



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen EDG1/HEXIM1 (S1PR1), geeignet für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für die GPCR-Signalweg- und Angiogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EDG1/HEXIM1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	EDG1; S1PR1; CD363; ECGF1; EDG-1; CHEDG1; D1S3362; EDG1/HEXIM1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1901
Gen-ID	1901
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem EDG1/HEXIM1 (P21453) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P21453
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eistasche