

Anti-Edg1/S1Pr1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P21453

Artikelnummer: CM0018654



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes S1PR1 (EDG1, S1P1) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Ideal zur Untersuchung der GPCR-Signalgebung bei Zellmigration, Angiogenese und Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EDG1/HEXIM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EDG1; S1P1; CD363; ECGF1; EDG-1; CHEDG1; D1S3362; EDG1/HEXIM1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1901
GenID	1901
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 303-382 von humanem EDG1/HEXIM1 (NP_001391.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P21453
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel