

Anti-Edg2/Lpa-1 (Lysophosphatidic Acid Receptor 1) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92633

Artikelnummer: CM0002879



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Anti-EDG2/LPA-1 (LPAR1) Antikörper für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Validiert in menschlichen Proben, reagiert mit menschlichem EDG2/LPA-1. Geeignet für Zellsignalisierung, Migration und Rezeptorforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EDG2/LPA-1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	EDG2; LPA1; VZG1; edg-2; vzg-1; Gpcr26; Mrec1.3; rec.1.3; EDG2/LPA-1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1902
Gen-ID	1902
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem EDG2/LPA-1 (Q92633) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q92633
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel