


Polyklonaler Anti-Edn1-Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, If/Icc, Elisa - P05305

Artikelnummer: CM0021365



Einführung

Polyklonaler EDN1-Kaninchenantikörper, KO-validiert, für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielstruktur ist Endothelin-1, ein vasokonstriktorisches Peptid. Ideal für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] EDN1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ET1; QME; PPET1; ARCND3; HDLCQ7; N1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1906
GeneID	1906
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 18-212 des humanen EDN1 entspricht (NP_001946.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05305
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Kühlakku