

Anti-Ednrb Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P24530

Artikelnummer: CM0027117



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EDNRB, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Ideal für Endothelin-Rezeptor-Signalgebung, vaskuläre Forschung und Entwicklungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EDNRB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ETB; ET-B; ETB1; ETBR; ETRB; HSCR; WS4A; ABCDS; ET-BR; HSCR2; EDNRB
Spezies	Human
GeneID	1910
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 von humanem EDNRB (NP_001116131.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P24530
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eistasche