


Anti-Eea1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15075

Artikelnummer: CM0011510



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes EEA1, geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Der etwa 162 kDa große Marker für frühe Endosomen ist für Untersuchungen des endosomalen Transports von wesentlicher Bedeutung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EEA1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	MST105; ZFYVE2; MSTP105; EEA1
Spezies	Mensch
Gen-ID	8411
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen EEA1 (Q15075) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15075
Proteingewicht	162 kDa
Versand	Kühlakku