


Anti-Eea1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15075

Artikelnummer: CM0016168



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes EEA1 gerichtet ist und in humanen, murinen und rattigen Proben validiert wurde. Geeignet für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA-Anwendungen in der Forschung zum endosomalen Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EEA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MST105; ZFYVE2; MSTP105; EEA1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8411
Gen-ID	8411
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1182-1411 von humanem EEA1 (NP_003557.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15075
Proteingewicht	162kDa
Versand	Eisbeutel