

Anti-Eed Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 075530

Artikelnummer: CM0014414



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen das humane EED-Protein gerichtet ist. Validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA.

Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Chromatinregulierung und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EED Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HEED; COGIS; WAIT1; EED
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8726
Immunogen	Synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem EED (NP_003788.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075530
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel