


Anti-Eef1A1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P68104

Artikelnummer: CM0018645



Einführung

eEF1A1 Kaninchen pAb, validiert für WB, IF/ICC, ELISA, reagiert mit Human, Maus, Ratte. Dieser polyklonale Antikörper zielt auf den Translations-Elongationsfaktor eEF1A1 (P68104) ab und eignet sich für die Forschung zu Proteinsynthese und Wirt-Virus-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eEF1A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CCS3; EF1A; PTI1; CCS-3; EE1A1; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A1; LENG7; eEF1A-1; GRAF-1EF; EF1alpha1; eEF1A1
Spezies	Human
GenelD (human)	1915
GenelD	1915
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 123-462 von humanem eEF1A1 (NP_001393.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P68104
Protein-Gewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel