


Anti-Eef1A1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68104

Artikelnummer: CM0007211



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes eEF1A1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zur Proteinsynthese und Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eEF1A1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CCS3; EF1A; PTI1; CCS-3; EE1A1; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A1; LENG7; eEF1A-1; GRAF-1EF; EF1alpha1; eEF1A1
Spezies	Mensch
Gen-ID	1915
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 300-400 von humanem eEF1A1 entspricht. (NP_001393.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P68104
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel