


## Anti-Eef1A1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68104

Artikelnummer: CM0020998



### Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes eEF1A1 (Elongationsfaktor 1-alpha 1). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für Forschung zu Translationselongation und Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Spezifikation                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | eEF1A1 Kaninchen pAb                                                                                                   |
| Bemerkungen/Alias | CCS3; EF1A; PTI1; CCS-3; EE1A1; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A1; LENG7; eEF1A-1; GRAF-1EF; EF1alpha1; eEF1A1                |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                 |
| Gen-ID            | 1915                                                                                                                   |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 301-400 von humanem eEF1A1 (NP_001393.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                              |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                 |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                    |
| SWISS             | P68104                                                                                                                 |
| Proteinmasse      | 50 kDa                                                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                              |