


Polyklonaler Anti-Eef1A2-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q05639

Artikelnummer: CM0019289



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EEF1A2, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Translationselongation sowie von EEF1A2-verwandten neurologischen und Muskelerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EEF1A2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HS1; STN; EF1A; STNL; DEE33; MRD38; EEF1AL; EIEE33; EF-1-alpha-2; EEF1A2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1917
GeneID	1917
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 184–463 des humanen EEF1A2 (NP_001949.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q05639
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Kühlakku