


Anti-Eef1A2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q05639

Artikelnummer: CM0027789



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EEF1A2, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Elongation der Proteinsynthese und neurologische Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EEF1A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HS1; STN; EF1A; STNL; DEE33; MRD38; EEF1AL; EIEE33; EF-1-alpha-2; EEF1A2
Spezies	Mensch
Gen-ID	1917
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 184-463 von humanem EEF1A2 (NP_001949.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q05639
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel