


Anti-Eef1D Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Ria - P29692

Artikelnummer: CM0018764



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen Elongationsfaktor 1-Delta (EEF1D) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, RIA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Relevant für die Forschung zur Proteinsynthese, Transkriptionsregulation und Hitzeschockreaktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	EEF1D Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EF1D; EF-1D; FP1047; EEF1D
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1936
GenID	1936
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-160 von menschlichem EEF1D (NP_001123529.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, RIA
Krossreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P29692
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel