


Anti-Eef1E1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43324

Artikelnummer: CM0013093



Einführung

Hochspezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes EEF1E1 (AIMP3/p18), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humane, Maus- und Rattenziele. Ideal für die Erforschung der DNA-Schadensantwort und von Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EEF1E1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	P18; AIMP3; EEF1E1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9521
GeneID	9521
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen EEF1E1 (NP_004271.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43324
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Kühlakku