


Anti-Eef1G Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26641

Artikelnummer: CM0006053



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen den menschlichen Elongationsfaktor 1-Gamma (eEF1G). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für die Proteinbiosynthese und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eEF1G Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	EF1G; GIG35; eEF1G
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1937
Gen-ID	1937
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-123 von menschlichem eEF1G (P26641) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26641
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel