


Anti-Eef1G Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26641

Artikelnummer: CM0030935



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen eEF1G (EF1G, GIG35) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Forschung an der Proteinbiosynthese und dem Elongationsfaktor-Komplex.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eEF1G Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	EF1G; GIG35; eEF1G
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1937
GeneID	1937
Immunogen	Rekombinantes Protein (Sequenz: Aminosäuren 168-437 des menschlichen eEF1G, NP_001395.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26641
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel