


Anti-Eef2 (Ef-2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P13639

Artikelnummer: CM0015772



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes eEF2, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit human. Erkennt ein ~95kDa Protein. Geeignet für die Erforschung der Translationselongation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eEF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EF2; EF-2; EEF-2; SCA26; eEF2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1938
Gen-ID	1938
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-290 von humanem eEF2 (NP_001952.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13639
Protein-Gewicht	95kDa
Versand	Eistasche