


Anti-Eef2 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - P13639

Artikelnummer: CM0022353



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanen Elongationsfaktor 2 (eEF2) für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanem eEF2; Immunogen rekombinantes Protein (AS 1-290). Ideal für Studien zur Translationselongation und SCA26-Forschung. Vorhergesagtes Molekulargewicht 95 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	eEF2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	EF2; EF-2; EEF-2; SCA26; eEF2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1938
Gen-ID	1938
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-290 von menschlichem eEF2 (NP_001952.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13639
Proteingewicht	95kDa
Versand	Eisbeutel