

Anti-Eef2K-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 000418

Artikelnummer: CM0025344



Einführung

Validierter Anti-EEF2K-Kaninchen-Polyklonalantikörper für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes und murines EEF2K; 82kDa. Ideal für die Untersuchung von Translationsregulation und Kinase-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] EEF2K-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	eEF-2K; CaMKIII; HSU93850; 2K
Spezies	Human
GeneID (Human)	29904
GeneID	29904
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 406-725 von humanem EEF2K (NP_037434.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O00418
Proteingewicht	82kDa
Versand	Eistasche