

Anti-Efhc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5JvI4

Artikelnummer: CM0029073



Einführung

Der Anti-EFHC1 Kaninchen-Polyklonale Antikörper erkennt EFHC1 in menschlichen, murinen und rattigen Proben mittels Western Blot und ELISA. Nützlich für die Forschung an Zilien, neuronaler Migration und Epilepsie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EFHC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EJM1, POC9, RIB72, dj304B14.2, EFHC1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	114327
GenID	114327
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 391-640 von humanem EFHC1 (NP_060570.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5JVL4
Proteingewicht	74kDa
Versand	Eisbeutel