

Anti-Efhd2-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q96C19

Artikelnummer: CM0015380



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen EFHD2 (Swiprosin-1) für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanen und murinen Proben; nützlich für die Untersuchung von B-Zell-Apoptose und NF-kappa-B-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EFHD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SWS1; EFHD2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	79180
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-78 von humanem EFHD2 enthält (NP_077305.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q96C19
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel