

Anti-Efna1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P20827

Artikelnummer: CM0026014



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes EFNA1 (Ephrin-A1) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit murinem EFNA1. Geeignet für die Untersuchung von Angiogenese, Tumorbilogie und Eph-Rezeptor-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EFNA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B61; EFL1; GMAN; ECKLG; EPLG1; LERK1; LERK-1; TNFAIP4; EFNA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1942
GenID	1942
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-182 von humanem EFNA1 (NP_004419.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P20827
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel