

Anti-Efna3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P52797

Artikelnummer: CM0028518

Einführung

Anti-EFNA3 kaninchenpolyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Zielt auf humanes Ephrin-A3 ab, einen GPI-verankerten Eph-Rezeptor-Liganden, der für neuronale und vaskuläre Entwicklung entscheidend ist. Ideal für die IVD-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EFNA3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	EFL2; EPLG3; LERK3; Ehk1-L; EFNA3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1944
GenID	1944
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 23-214 von humanem EFNA3 (NP_004943.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P52797
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel