


Anti-Efnb1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P98172

Artikelnummer: CM0014096



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes EFNB1 (Ephrin-B1), geeignet für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Ideal zur Untersuchung der neuronalen, vaskulären und epithelialen Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EFNB1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CFND; CFNS; EFB1; EFL3; EPLG2; Elk-L; LERK2; EFNB1
Spezies	Mensch
Gen-ID	1947
Immunogen	Rekombinantes Protein/rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 259-346 des humanen EFNB1 entspricht (NP_004420.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P98172
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Ice-Bag