

Anti-Eftud2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15029

Artikelnummer: CM0029626



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EFTUD2 (U5-116 kDa, SNU114), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte, geeignet für Spliceosom- und mRNA-Prozessierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EFTUD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MFDM; MFDGA; Snu114; Snrp116; SNRNP116; U5-116KD; EFTUD2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9343
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-205 von humanem EFTUD2 (NP_004238.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15029
Protein-Gewicht	109kDa
Versand	Eistüte