

Anti-Eftud2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15029

Artikelnummer: CM0004978



Einführung

Validierter anti-EFTUD2 Kaninchen-monoklonaler Antikörper zum Nachweis von humanem EFTUD2 (Spliceosom-Komponente, Zellkern) in WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA; kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Ideal für Studien zur prä-mRNA-Spleißung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] EFTUD2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MFDM; MFDGA; Snu114; Snrp116; SNRNP116; U5-116KD
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	9343
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-205 von humanem EFTUD2 (NP_004238.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15029
Protein-Gewicht	109kDa
Versand	Eisbeutel