

Anti-Eg5/Kif11 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - P52732

Artikelnummer: CM0010643



Einführung

Anti-EG5/KIF11 Kaninchen monoklonaler Antikörper, geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen. Zielt auf das humane Eg5-Kinesin ab, das an der Mitose und dem intrazellulären Transport beteiligt ist. 119 kDa Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EG5/KIF11 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	EG5; HKSP; KNSL1; MCLMR; TRIP5; EG5/KIF11
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3832
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 900-1056 von humanem EG5/KIF11 (P52732) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P52732
Proteingewicht	119kDa
Versand	Eisbeutel