

Anti-Eg5/Kif11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P52732

Artikelnummer: CM0027467



Einführung

Das EG5/KIF11 Kaninchen-pAb von CamelBio ist validiert für WB, IF/ICC, ELISA und zielt auf humanes EG5 (119kDa, P52732) ab. Ein Kinesin-Motorprotein, das für die Spindel-Bipolarität, die Mitose und die Golgi-Sekretion entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EG5/KIF11 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EG5; HKSP; KNSL1; MCLMR; TRIP5; EG5/KIF11
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3832
Gen-ID	3832
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 797-1056 von humanem EG5/EG5/KIF11 (NP_004514.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P52732
Proteingewicht	119kDa
Versand	Eisbeutel