

Anti-Egf Monoklonaler Antikörper Für Wb - P01132

Artikelnummer: CM0012518



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen Maus-EGF, einen Wachstumsfaktor, der die Zellproliferation und die Magnesiumrückresorption stimuliert. Validierter Antikörper für Western Blot und ELISA. Ideal für die Forschung in den Bereichen Zellsignalgebung, Nierenfunktion und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EGF Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	EGF
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	1950
Gen-ID	13645
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 977-1029 von Maus-EGF (NP_034243.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01132
Proteingewicht	133kDa
Versand	Eisbeutel