

Anti-Egf-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P01133

Artikelnummer: CM0014584



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EGF (Pro-epidermaler Wachstumsfaktor) für WB-, IF-P- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus- und Ratten-EGF. Geeignet für die Erforschung von Wachstumsfaktoren und Geweberegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EGF Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	URG; HOMG4; EGF
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1950
Gen-ID	1950
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 851-950 von humanem EGF (NP_001954.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P01133
Proteingewicht	134kDa
Versand	Eistasche