

Anti-Egf Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Db, Elisa - P01133

Artikelnummer: CM0030425



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EGF (Pro-epidermalen Wachstumsfaktor). Validiert für WB, DB, ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Rekombinantes Immunogen. Für die Forschung verwendbar in der Wachstumsfaktor-Signalübertragung und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EGF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	URG; HOMG4; EGF
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1950
GenID	1950
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 971-1023 von humanem EGF (NP_001954.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P01133
Proteingewicht	134kDa
Versand	Eisbeutel