

## Anti-Egfl7 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb - Q9Uhf1

Artikelnummer: CM0029648

### Einführung

Anti-EGFL7 kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für Western Blot (WB) und ELISA, kreuzreagierend mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Angiogenese und vaskulärer Biologie. Zielproteingewicht ~30 kDa.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | EGFL7 Kaninchen pAb                                                                                                                                    |
| Bemerkungen/Aliase | NEU1; ZNEU1; VE-STATIN; EGFL7                                                                                                                          |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                                                 |
| GenID (Mensch)     | 51162                                                                                                                                                  |
| GenID              | 51162                                                                                                                                                  |
| Immunogen          | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-100 des menschlichen EGFL7 (NP_958854.1) enthält. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                                              |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                                                                 |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität   | Maus, Ratte                                                                                                                                            |
| SWISS              | Q9UHF1                                                                                                                                                 |
| Proteingewicht     | 30 kDa                                                                                                                                                 |
| Versand            | Eispackung                                                                                                                                             |