

Anti-Egfr (L858R) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P00533

Artikelnummer: CM0010750



Einführung

Anti-EGFR (L858R) Kaninchen-monoklonaler Antikörper spezifisch für die L858R-Mutante des menschlichen EGFR. Geeignet für Western Blot, IHC-Paraffin und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Erforschung onkogener Signalübertragung und Resistenz gegen Tyrosinkinase-Inhibitoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EGFR (L858R) Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR (L858R)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1956
Gen-ID	1956
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 800-900 des menschlichen EGFR (L858R) (P00533).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P00533
Proteingewicht	134 kDa
Versand	Eisbeutel