

Anti-Egfr Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P00533

Artikelnummer: CM0004516



Einführung

KD-validierter anti-EGFR Kaninchen monoklonaler Antikörper für Western Blot, IF-Paraffin und ELISA. Spezifisch für humanen, murinen und Ratten-EGFR. Basierend auf rekombinantem Immunogen, ideal für die Zellsignal-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] EGFR Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR
Spezies	Human
GeneID (Human)	1956
GeneID	1956
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 335-525 des humanen EGFR enthält (NP_005219.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P00533
Protein-Gewicht	134kDa
Versand	Eisbeutel