


Anti-Egfr (Phospho Y1068) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P00533

Artikelnummer: CM0000563



Einführung

Phospho-EGFR-Y1068 Kaninchen mAb ist ein kaninchenmonoklonaler Antikörper, der spezifisch für EGFR ist, das an Tyrosin 1068 phosphoryliert ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert er mit Mensch und Maus, was ihn ideal für die EGFR-Signalisierung und Krebsforschung macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-EGFR-Y1068 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1068
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1956
Gen-ID	1956
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y1068 von menschlichem EGFR (P00533).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P00533
Proteingewicht	134kDa
Versand	Eisbeutel