


## Anti-Egfr (Phospho-Y1173) Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Elisa - P00533

Artikelnummer: CM0001608



### Einführung

Phosphospezifischer Kaninchen-Monoklonalantikörper, der menschliches EGFR erkennt, phosphoryliert an Tyrosin 1173. Validiert für Western Blot und ELISA. Ideal zur Untersuchung von EGFR-Signalwegen in der Onkologie und der Signaltransduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Phospho-EGFR-Y1173 Rabbit mAb                                                     |
| Bemerkungen/Alias | ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; Phospho-EGFR-Y1173                  |
| Spezies           | Mensch                                                                            |
| GenID (Mensch)    | 1956                                                                              |
| GenID             | 1956                                                                              |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das das phosphorylierte Y1173 des menschlichen EGFR umfasst |
| Quelle            | Kaninchen                                                                         |
| Kategorie         | Phosphorylierte Antikörper                                                        |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                            |
| SWISS             | P00533                                                                            |
| Proteingewicht    | 134kDa                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                         |