

Anti-Egfr Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Fc - P00533

Artikelnummer: CM0011069



Einführung

Der Kaninchen-anti-Human EGFR mAb detektiert humanes EGFR (P00533) mittels Durchflusszytometrie. Dieser kaninchen-monoklonale Antikörper richtet sich gegen die extrazelluläre Domäne von EGFR, einem 134 kDa Rezeptor-Tyrosinkinase, der eine zentrale Rolle in der Zellsignalisierung und der Krebsforschung spielt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Human EGFR mAb
Bemerkungen/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1956
GenID	1956
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 335-525 von humanem EGFR (NP_005219.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00533
Proteingewicht	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Versand	Eisbeutel