

Anti-Egfr Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P00533

Artikelnummer: CM0004535



Einführung

KD-validierter Anti-EGFR Kaninchen monoklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA. Spezifisch für humanes EGFR (134 kDa), geeignet für Krebsignalweg- und Rezeptorforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] EGFR Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; FR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1956
GenID	1956
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 363-463 von humanem EGFR entspricht. (NP_005219.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00533
Proteingewicht	134kDa
Versand	Eisbeutel