

Anti-Egln1/Egln2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Gzt9/Q96Ks0

Artikelnummer: CM0013641



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EGLN1/EGLN2 (PHD2/PHD1), Sauerstoffsensoren, die die HIF-Hydroxylierung vermitteln. Validierter Antikörper für WB und ELISA; synthetisches Peptid-Immunogen, kalt versendet. Ideal für Studien zur Hypoxie-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EGLN1/EGLN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EGLN1/EGLN2
Spezies	Human
GeneID (Human)	54583/112398
GeneID	54583/112398
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 250-350 von humanem EGLN1/EGLN2 entspricht (NP_071334.1/NP_444274.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9GZT9/Q96KS0
Protein-Gewicht	36kDa/43kDa/46kDa/40kDa
Versand	Eisbeutel