


Anti-Egr1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P18146

Artikelnummer: CM0006859



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes EGR1, validiert für WB, IP, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von transkriptioneller Regulation, Zellproliferation und Stressantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EGR1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	TIS8; AT225; G0530; NGFI-A; ZNF225; KROX-24; ZIF-268; EGR1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1958
GenID	1958
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 90-250aa des humanen EGR1 (NP_001955.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18146
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel