


Anti-Egr1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - P18146

Artikelnummer: CM0030291



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes EGR1, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Transkriptionsregulation, Tumorsuppression und Ischämieantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EGR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TIS8; AT225; G0530; NGFI-A; ZNF225; KROX-24; ZIF-268; EGR1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1958
GenID	1958
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18146
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel