


Anti-Egr1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P18146

Artikelnummer: CM0028285



Einführung

Anti-EGR1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper für ELISA, WB, IF/ICC. Detektiert humanes, Maus- und Ratten-EGR1-Protein bei 58 kDa. Forschungsinstrument für Studien zur Transkriptionsregulation, Zellwachstum und Stressantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EGR1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	TIS8; AT225; G0S30; NGFI-A; ZNF225; KROX-24; ZIF-268; EGR1
Spezies	Mensch
GeneID	1958
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-250 des humanen EGR1 (NP_001955.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18146
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel