

Anti-Egr2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P11161

Artikelnummer: CM0005279

Einführung

EGR2 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Transkriptions- und Neurobiologieforschung. - P11161

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EGR2 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	AT591; CMT1D; CMT4E; KROX20; EGR2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1959
Gen-ID	1959
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen EGR2 (NP_000390.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11161
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel