

Anti-Egr3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q06889

Artikelnummer: CM0029895

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EGR3, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. EGR3 ist ein Zinkfinger-Transkriptionsfaktor, der an der Entwicklung von Muskelspindeln beteiligt ist. Geeignet für die Forschung an neuromuskulären Erkrankungen und transkriptioneller Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	EGR3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EGR-3; PILOT; EGR3
Spezies	Human
GenID (Human)	1960
GenID	1960
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-250 von humanem EGR3 (NP_004421.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q06889
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel